

# ARCEOLE

CE 0459

Set d'injection de gaz ophtalmique

Set for infusion of ophthalmic gas

Juego de inyección de gas oftálmico

Set d'iniezione di gas oftalmico

Set zur Injektion ophtalmologisches Gases

## ARCAD


O P H T A

ARCADOPHTA, 293 route de Seysses  
31100 Toulouse - France

Tél. : 33(0)5 61 40 48 32 • Fax : 33(0)5 61 40 84 66  
E-mail : info@arcadophta.com

Plug vertically

Twist to disconnect



## NOTICE D'EMPLOI

**ARCEOLE • INDICATIONS :** Produit de tamponnement interne de la rétine.

### DESCRIPTION DU DISPOSITIF MÉDICAL :

ARCEOLE est composé d'un réservoir unidose stérile contenant 30 ml de gaz non stérile pour usage ophtalmique et d'une seringue 50 ml stérile en plastique graduée en ml sur laquelle est monté un filtre stérilisant 0,22 µm et un accessoire permettant la connexion avec le réservoir. Une aiguille 30G est fournie pour l'injection intraoculaire. Un bracelet patient permet d'identifier le porteur de gaz et un jeu de 5 étiquettes patient permet la traçabilité sur les dossiers opératoires. Les différents accessoires d'ARCEOLE ont été validés pour l'utilisation décrite ci-dessous. Il est fortement déconseillé de les substituer par d'autres.

### COMPOSITION :

ARCEOLE est un réservoir unidose de l'un des trois gaz suivants : SF<sub>6</sub> (hexafluorure de soufre), C<sub>2</sub>F<sub>6</sub> (Hexafluorohexane), C<sub>3</sub>F<sub>8</sub> (Octafluoropropane).

- Chaque réservoir unidose d'ARCEOLE contient un gaz pur non stérile dans un emballage stérile.
- Nb : Les gaz contenus dans ARCEOLE sont des composés non toxiques inertes et ininflammables, incolores et inodores. Une fois implantés, ils ne sont pas métabolisés et sont graduellement éliminés par voie sanguine puis respiratoire
- Taux d'expansion et de réabsorption basés sur les données de la littérature :

Gaz	Taux d'expansion	Délai d'expansion en jours	Durée moyenne de tamponnement en jours	Concentrations non expansives en %
SF <sub>6</sub>	1.9-2	2	10-15	20
C <sub>2</sub> F <sub>6</sub>	3.3	3	30-35	16-17
C <sub>3</sub> F <sub>8</sub>	4	3	55-65	12

### PRECAUTIONS ET MISE EN GARDE :

• Bien que non toxiques ces gaz sont des compétiteurs de l'oxygène lorsqu'ils sont inhalés. Eviter donc toute inhalation intentionnelle des gaz.

• **L'anesthésie par inhalation de protoxyde d'azote doit impérativement être arrêtée 15 minutes avant l'injection du gaz dans l'œil.**

• Les gaz pour chirurgie vitréo-rétinienne sont réservés à l'usage exclusif des ophtalmologistes formés à l'utilisation de cette technique.

• ARCEOLE est un dispositif médical conçu pour injecter un gaz ophtalmique mélangé à l'air. Dans le cas d'une injection de gaz pur, sous la responsabilité du praticien, la bibliographie<sup>(1)</sup> recommande de ne pas dépasser les valeurs suivantes :

SF <sub>6</sub>	C <sub>2</sub> F <sub>6</sub>	C <sub>3</sub> F <sub>8</sub>
1.5 ml	1 ml	0.8 ml

• Il convient d'éviter d'injecter le gaz pur en cas d'angle irido-cornéen trop étroit, une gonioscopie préopératoire est recommandée

<sup>(1)</sup>JACOBS PM, TWOMEY JM, LEAVER PK. Behaviour of intraocular gases. Eye 1988, 2, 660-3

• Après implantation, un traitement prophylactique anti-hypertenseur sera instauré et la surveillance de la PIO réalisée quotidiennement.

• Une surveillance de l'artère centrale de la rétine pendant et après l'injection est nécessaire, • Une surveillance particulière sera portée vers les patients atteints de glaucome ou d'hypertension intraoculaire (HTIO), les personnes âgées et les diabétiques.

• De manière générale, le praticien vérifiera au préalable la capacité du patient à maintenir sa tête dans la position requise par le traitement.

### COMPLICATIONS ET EFFETS SECONDAIRES :

Les complications décrites dans la littérature sont liés aux risques de la chirurgie vitréo-rétinienne et plus particulièrement :

- Passage du gaz sous la rétine ; hémorragie, hématome, décollement choroïdien ; passage du gaz en sous conjonctival.

- Lors de l'injection, blessure cristallinienne ou rétinienne par l'aiguille.

- Risque de fragmentation du gaz ou de sa capture entre pars plana et cristallin.

• Les effets secondaires possibles : hypertonie ; déchirure rétinienne, cataracte inflammation, endophtalmie, kératopathie doivent être pris en compte par le praticien et mis en regard des bénéfices attendus

**TOUT PATIENT IMPLANTÉ AVEC UNE BULLE DE GAZ DOIT IMPÉRATIVEMENT ÉVITER LES VARIATIONS DE PRESSION (Monter en altitude, voyager en avion, faire de la plongée avec ou sans caisson isobare, traitement par caisson hyperbare)**

**TOUT PATIENT AYANT UNE BULLE DE GAZ DOIT IMPÉRATIVEMENT ÉVITER UNE ANESTHÉSIE SOUS PROTOXYDE D'AZOTE**

Afin de rappeler ces précautions le patient est invité à porter le bracelet proposé dans le kit.

### MODE D'EMPLOI :

ATTENTION le gaz n'étant pas stérile il doit être stérilisé en passant au travers du filtre stérilisant fourni. Le mélange doit être réalisé extemporanément.

• Positionner la seringue munie de son filtre et du connecteur au dessus l'opercule de la valve et enfoncer l'extrémité du connecteur au travers de l'opercule et dans la valve avec vigueur.

• Le gaz est libéré à l'intérieur de la seringue et repousse le piston, il est stérilisé en passant à travers le filtre 0,22µm.

• Déconnecter du réservoir la seringue munie du filtre et de l'adaptateur, en tenant le réservoir et en effectuant un mouvement de balayage avec la seringue de droite à gauche, ne pas tirer pour les séparer. (le filtre et le connecteur doivent rester connectés à la seringue)

• Ramener le piston à la quantité de gaz pur souhaité en s'aidant des graduations de la seringue.

Le tableau ci-dessous est donné à titre indicatif pour évaluer les concentrations :

Gaz	Concentrations non expansives en %	Volume de gaz pur pour une seringue remplie à 50 ml	Volume d'air
SF <sub>6</sub>	20	10 ml	40 ml
C <sub>2</sub> F <sub>6</sub>	16	8 ml	42 ml
C <sub>3</sub> F <sub>8</sub>	12	6 ml	44 ml

• Aspirer de l'air dans la seringue pour obtenir le mélange dans les proportions désirées. L'air aspiré est stérilisé en passant à travers le filtre de la seringue.

• Retirer le filtre de la seringue

• Monter rapidement l'aiguille d'injection stérile 30G en conservant son capuchon, le mélange est prêt pour une injection intraoculaire.

### CONDITIONS DE STOCKAGE :

Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/112°F.

Stocker le produit dans un endroit correctement ventilé et à l'abri de l'humidité.

Ne pas utiliser si l'emballage garantissant la stérilité n'est pas intact

Ne pas utiliser après la date de péremption

Produit à usage unique

Ne pas restériliser

### MODE DE STÉRILISATION :

NOTA : le gaz composant ARCEOLE n'est pas fourni stérile ; seul son emballage et les accessoires sont stérilisés à l'oxyde d'éthylène.

## INSTRUCTIONS FOR USE

**ARCEOLE • INDICATIONS :** Endotamponade of the retina.

### DESCRIPTION:

ARCEOLE is composed of a sterile unidose cylinder of 30ml non sterile gas for ophthalmic surgery and a sterile plastic graduated 50ml syringe mounted with a sterilizing 0.22µm filter and a device to connect it onto the cylinder. A 30G needle is supplied for the intraocular injection. A patient wrist band allows the identification of intraocular gas wearer. A set of 5 patient labels is provided to allow traceability.

The different accessories provided with ARCEOLE have been validated for the herunder detailed use, it is not advisable to substitute them by others.

### COMPOSITION :

ARCEOLE is a sterile unidose cylinder of one of the following gases : SF<sub>6</sub> (Sulfur hexafluoride), C<sub>2</sub>F<sub>6</sub> (Hexafluorohexane), C<sub>3</sub>F<sub>8</sub> (Octafluoropropane).

- Each sterile unidose cylinder contains a pure non sterile gas in a sterile packaging.
- Nb : The gases included in ARCEOLE are non toxic, inert, non flammable, colorless and odorless compounds. Once implanted, they are not metabolized and gradually eliminated through bloodstream and the respiratory tract.
- Expansion and reabsorption rates based on bibliography data :

Gas	Expansion rate	Time allowed for expansion in days	Average tamponade duration in days	Non expansive concentration in %
SF <sub>6</sub>	1.9-2	2	10-15	20
C <sub>2</sub> F <sub>6</sub>	3.3	3	30-35	16-17
C <sub>3</sub> F <sub>8</sub>	4	3	55-65	12

### PRECAUTIONS AND WARNINGS:

• Although non toxic those gases are competing with oxygen when inhaled. Avoid intentional inhalation.

• **It is imperative to stop the anaesthesia with nitrogen protoxide inhalation at least 15 mn before starting the gas injection into the patient eye.**

• The gases for vitreo retinal surgery are exclusively intended to be used by ophthalmologists trained to this technique.

• ARCEOLE is a medical device designed to inject an ophthalmic gas mixed with air,

In case of injection of pure gas under the physician responsibility,

The bibliography<sup>(1)</sup> recommends not to exceed the following quantity:

SF <sub>6</sub>	C <sub>2</sub> F <sub>6</sub>	C <sub>3</sub> F <sub>8</sub>
1.5 ml	1 ml	0.8 ml

• Avoid injection of pure gas in case of narrow irido-corneal angle, a pre-operative gonioscopy is recommended

<sup>(1)</sup>JACOBS PM, TWOMEY JM, LEAVER PK. Behaviour of intraocular gases. Eye 1988, 2, 660-3

• After implantation, a treatment against ocular hypertension should be established and IOP daily monitored.

• Before and after injection of gas, monitoring of the retina central artery is required

• Perform regular follow up of glaucoma patients or patients with IOP, the elderly patients and those with diabetes.

• As a rule, it is necessary to check the ability of the patient to hold his head in the required position during the treatment.

### COMPLICATIONS AND SIDE EFFECTS:

The complications described in the literature are those linked to vitreo-retinal surgery and particularly:

- sub-retinal passage, haemorrhage, haematoma, choroid tear, sub-conjunctival passage.

- Crystalline lens or retina touch with the needle during the injection.

- Risk of separation or capture of the gas bubble between the crystalline lens and the pars plana.

• Potential side effects are: hypertony, retinal tear, cataract, inflammation, endophtalmie, keratopathy and must be considered by the surgeon with regards to the expected benefits.

**A PATIENT IMPLANTED WITH INTRAOCULAR GAS MUST ABSOLUTELY AVOID PRESSURE VARIATION**

**(elevation, travel by plane, diving with or without isobar caisson, hyperbar caisson treatment)**

**A PATIENT IMPLANTED WITH INTRAOCULAR GAS MUST ABSOLUTELY AVOID NITROGEN PROTOXIDE ANAESTHESIA**

In order to remind those side effects and warnings the patient is encouraged to wear the wrist band included in the package.

### INSTRUCTIONS FOR USE:

WARNING the gas is not sterile and must be sterilized by passing through the sterilizing filter supplied with the product. Preparation must be performed extemporaneously.

• Position the syringe equipped with the filter and connector onto the protective seal of the valve and push vigorously the tip of the connector through the seal inside the valve.

• The gas is released inside the syringe and pushes back the plunger, it is sterilized by passing through the 0.22µm filter.

• Disconnect the syringe-filter part from the connector holding the cylinder and swinging the syringe with a right-left movement. (The filter and connector must stay connected to the syringe). Do not pull to disconnect.

• Adjust the plunger to the wished volume of pure gas, using the syringe graduation.

The table below provides help to evaluate the gas concentration:

Gas	Non expansive concentration in %	Volume of pure gas to fill a 50 ml syringe	Volume of air
SF <sub>6</sub>	20	10 ml	40 ml
C <sub>2</sub> F <sub>6</sub>	16	8 ml	42 ml
C <sub>3</sub> F <sub>8</sub>	12	6 ml	44 ml

• Take air in the syringe to obtain the desired proportion mix. The air is sterilized by passing through the syringe filter,

• Remove the filter from the syringe,

• Immediately mount a sterile injection canula with its protective cap, the mix is ready for intraocular injection.

### STORAGE CONDITIONS:

Avoid high temperatures above 50°C/112°F

Store in dry, aerated area.

Do not use if the sterile pouch has been compromised.

Do not use after expiration date.

Single use

Do not re-sterilize

### STERILIZATION:

NOTE: The gas contained in ARCEOLE is not sterile, only the cylinder and accessories are sterilized with ethylene oxide.

